

優れた弾力性により
快適なハンドリングを実現

眼科用吸水スポンジ アイピース

柔らかく吸収性と保持性に優れたポリビニルアセタール(PVA)フォームで構成されています。
その多孔性は、白内障手術や屈折矯正手術を含むさまざまな用途に適するよう精密に調整されています。



1箱:200個入り(10個入り×20袋)

使用方法

眼科手術・処置の際、眼科用鑷子等にて吸水スポンジを把持し、先端を眼の各組織に当て吸水等を行う。

【吸水後のアイピース】



吸水前



エアフォーミング*を採用したアイピースは多孔性に優れた構造を有し、吸水後も高い弾力性を保ちます。

繊細な操作や圧迫コントロールが可能です。

*空気で気孔を発泡し成形する技術で、スターチ(澱粉)フォーミングに比べ、細菌繁殖のリスクが少ないのが特長です。